

PENGAMBILAN DATA INSTEAD

Preparasi

1. Timbang the 5.6-gram dan masukkan ke gelas
2. Didihkan air sampai tepat mendidih, lalu matikan teko elektrik dan tunggu 10 detik
3. Tuang air ke gelas dan set timer selama 5 menit
4. Setelah 5 menit, tuang air the ke mangkuk dan pastikan tidak ada ampas yang ikut masuk ke mangkuk
5. Pengujian dapat dilakukan (air seduhan the dapat ditunggu sampai tidak beruap)

Percobaan

1. Varian teh: BOP, BOPF, PF, F1, DUST, BOHEA
 - a. Terdapat 6 sampel untuk setiap varian
2. Aroma
 - a. 5 kali pengambilan data untuk setiap sampel
 - b. Untuk 1 kali putaran pengambilan data, terdapat 3000 data dari setiap sensor
 - c. Interval waktu antar data adalah 60 ms
3. Gambar
 - a. 10 kali pengambilan data untuk setiap sampel
 - b. Diantara pengambilan data, mangkuk diputar untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda